



Хитозановый гель с ионным серебром и D-пантенолом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ: гель применяют для заживления ожогов, ран и обморожений, снятия болевых ощущений и ускорения процессов регенерации кожных покровов без образования спаек и рубцов. Эффективен для заживления ран различного происхождения: механических, химических и термических (в т.ч. солнечных ожогов), а также послеоперационных швов, трофических язв различного генеза и пролежней. В косметологии применяют для ухода за кожей лица и тела с целью стимуляции регенеративных процессов при угревой сыпи, герпесе, последствиях косметологических инъекций, депиляции, а также в качестве смягчающего средства после нанесения татуировок.

СОСТАВ: вода очищенная, D-пантенол, бетаин, хитозан, ионное серебро, масло шалфея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести гель на поврежденную кожу и растереть легкими массирующими движениями. При открытых ранах обработку следует проводить с аккуратностью, захватывая околораневые поверхности. Образующаяся на месте нанесения газопроницаемая пленка удерживает влагу и предохраняет поврежденный участок от негативных внешних воздействий. Повторять процедуру 2-3 раза в день до полного заживления. Наносить гель на чистую кожу. При повышенной сухости кожи после применения геля рекомендуется использовать увлажняющие средства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов геля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать попадания в глаза и на открытые раны. В случае возникновения аллергических реакций применение геля прекратить.

ФОРМА ВЫПУСКА: туба 50 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре от 2 до 25 °С в недоступном для детей месте.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца. Номер серии и дата изготовления указаны на упаковке.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Основу геля составляет натуральный биodeградируемый полисахарид хитозан, являющийся производным хитина, получаемого из панцирей ракообразных. Хитозан эффективно проникает через кожу и активизирует в месте нанесения защитные реакции организма, способствует улучшению процессов обмена веществ и кровоснабжения. Действуя совместно, D-пантенол и хитозан существенно ускоряют процессы регенерации и ранозаживления, улучшают микроциркуляцию и лимфоотток, выводят продукты клеточного обмена. При воспалительных процессах и ожогах применение хитозана и D-пантенола снижает болевые ощущения, ускоряет процессы детоксикации. Ионное серебро в составе геля придает ему бактерицидные, противогрибковые и противовирусные свойства. На месте нанесения геля образуется тонкое газопроницаемое покрытие, удерживающее влагу и защищающее поврежденный участок от негативных внешних воздействий.

Подробная информация о продукте: www.hitargen.ru

Изготовитель/организация, принимающая претензии по качеству: ООО «Хитоника», 630088, Россия, г. Новосибирск, а/я 84 Адрес производства: 630120, Россия, г. Новосибирск, ул. Связистов, 12а, корп. 35



Хитозанондун гелди иондуу күмүш жана D-пантенол менен (ЖАРААТТАРГА ЖАНА КҮЙҮККӨ)

БАГЫТЫ: гелди күйүктөрдү, жарааттарды жана үшүккө алынган жерлерди айыктыруу, ооруган абалды басуу жана жабыштырбай, тырыктарды калтырбай тери катмарынын регенерациялануу процессин күчөтүү үчүн колдонулат. Түрдүү жарааттарды: механикалык, химиялык жана термикалык (аны менен бирге күн нурунан күйүү), ошондой эле операциялардан кийинки тигиштерди, түрдүү генездеги трофикалык жараларды жана теринин жешилип калган жерлерин натыйжалуу айыктырат. Бетте безеткилер, герпес, косметологиялык инъекциялардын кесепеттери, депиляция болгон учурда регенеративдик процесстерди өбөлгөлөө максатында жана татуаж коюлгандан кийин жумшартуучу каражат катары беттин жана дененин терисин кароо үчүн косметологияда колдонулат.

КУРАМЫ: тазаланган суу, D-пантенол, бетаин, хитозан, иондуу күмүш, шалфей майы.

КОЛДОНУУ ЫКМАСЫ: гелди жабыркаган териге шыбап, укалоочу кыймыл менен жеңил сүртүү керек. Жараат ачык болгондо жарааттын айланасынан гана тыкан жүргүзүлөт. Гель шыбалгандан кийин пайда болгон газ өтүүчү пленка нымдуулукту кармап турат жана жабыркаган жерди тышкы терс таасирлерден коргойт. Процедураны жараат айыкканча күнүнө 2-3 жолу кайталап туруу керек. Гель таза териге шыбалат. Тери өтө кургак болсо, гелди сүйкөгөндөн кийин нымдаштыруучу каражатты колдонуу сунушталат.

КАРШЫ КӨРСӨТМӨ: гелдин компоненттерин жекече көтөрө албастык.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ: көзгө жана ачык жарааттарга тийгизип алуудан алыс болуу керек. Аллергиялык реакция пайда болгондо гелди колдонууну токтотуу зарыл.

ЧЫГАРЫЛГАН ФОРМАСЫ: туба 50 г.

САКТОО ШАРТЫ: 2-25 °С аба табында балдар жетпеген жерде сакталат. Күндүн түз тийген нурларынан корголсун.

ЖАРАМДУУ МӨӨНӨТҮ: 24 ай. Сериянын номери жана даярдалган күнү таңгакта көрсөтүлгөн.

Даярдоочу / сапат боюнча доолорду кабыл алуучу уюм: ЖЧК «Хитоника»

Россия, Новосибирск, Коммунистическая көч., 35

Өндүрүштүн дарегі: Россия, Новосибирск, Связисты көчөсү, 12А, 35-корпус



Ионды күмүш және D-пантенол қосылған хитозанды геле (ЖАРАЛАР МЕН КҮЙІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН)

ТАҒАЙЫНДАЛЫМЫ: гелди күйік, жарақат және үсікті емдеу, ауырсыну сезімдерін жою және ізсіз, тыртықсыз тері қабаттарының регенерациясын жылдамдату үшін қолданылады. Өртүрлі жараларды емдеу үшін тиімді: механикалық, химиялық және термиялық (оның ішінде күн күйіктері) жарақаттар, сондай-ақ операциядан кейінгі тігістер, өртүрлі генездегі трофикалық жаралар мен ойылған жерлер. Косметологияда безеу, ұшық, косметологиялық инъекция, депиляция салдары кезінде регенеративті үдерістерді ынталандыру мақсатында, бет және дене терісіне күтім жасау үшін, сондай-ақ денеге таңба салғаннан кейінгі жұмсартқыш құрал ретінде қолданылады.

ҚҰРАМЫ: тазартылған су, D-пантенол, бетаин, хитозан, ионды күміс, сәлбен майы.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ: гелді зақымдалған теріге жағып, жеңіл уқалаңыз. Ашық жаралар жағдайында, жараның айналасын қамти отырып, мұқият өңдеңіз. Жаққан жерде пайда болатын газ өткізбейтін үлдір ылғалды ұстап тұрады және зақымдалған алаңды жағымсыз сыртқы әсерлерден қорғайды. Ем-шараны толық жазылғанға дейін, күніне 2-3 рет қайталаңыз. Гелді таза теріге жағыңыз. Терінің құрғақтығы жоғары болса, гелді қолданғаннан кейін, ылғалдандырғыш құралдарды пайдалану ұсынылады.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: гелді құрамдастарына жеке жоғары сезімталдык.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: көзге және ашық жараға түсуінен аулақ болыңыз. Аллергиялық реакциялар пайда болған жағдайда, гелді қолдануды тоқтатыңыз.

ШЫҒАРЫЛЫМ НЫСАНЫ: 50 г. сықпа

САҚТАУ ШАРТТАРЫ: 2-25 °С температурада, балалардың қолы жетпейтін жерде. Күн сәулесінің тікелей түсуінен сақтаңыз.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 24 ай. Серия нөмірі және дайындалған күні қаптамада көрсетілген.

Өндіруші/ сапаға қатысты наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «Хитоника» ЖШҚ

Ресей, 630088, Новосибирск, а/я 84

Өндіріс мекенжайы: Ресей, Новосибирск, Байланысшылар к-сі 12А, 35-корп.

Tel.: +7 (383) 34-994-34 E-mail: info@hitargen.ru